






Clearview **Simplify D-dimer**







Fingerprick blood
 Kapillarblut aus der Fingerbeere
 Fingerprikning
 Colecta de Sangre por Punción Digital
 Sang du bout du doigt
 Fingerstick Blood
 Sangue dal polpastrello
 Vingerprikbloed
 Blod fra fingertupp
 Sangue por picada do dedo
 Kapillärblod med fingerstick



Venous whole blood
 Venöses Vollblut
 Venøst helblod
 Sangre Venosa Total
 Sang veineux total
 Φλεβικό ολόκληρο αίμα
 Sangue intero venoso
 Veneus vol bloed
 Venøst fullblod
 Sangue Venoso Total
 Venøst helblod



Plasma
 Πλάσμα



Clearview Simplify D-dimer

TILSIGTET ANVENDELSE

Hurtig kromatografisk immuntest til kvalitativ detektion af D-dimer i humant fuldblod og plasma. Bruges som hjælpemiddel ved bedømmelse og evaluering af patienter, hvor der foreligger mistanke om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), dyb venetrombose (DVT) eller lungeemboli (PE).

RESUMÉ

Under blodkoagulation, omdannes fibrinogen til fibrin ved aktivering af trombin. De resulterende fibrinmonomerer polymeriseres og danner en opløselig gel af ikke-krydsbundet fibrin. Denne fibringel omdannes dernæst til krydsbundet fibrin ved trombinaktiveret Faktor XIII og danner en opløselig fibrin-koagel. Dannelse af plasmin, det vigtigste koagel-lyseenzym, udløses, når der dannes en fibrin-koagel.

Selv om både fibrinogen og fibrin spaltes af det fibrinolytiske enzym plasmin og giver nedbrydningsprodukter, indeholder kun nedbrydningsprodukter fra krydsbundet fibrin D-dimer og kaldes krydsbundne fibrin nedbrydningsprodukter^{1,2}. Derfor er D-dimerholdige fibrinderivater i humant blod eller plasma et specifikt markør for fibrinolyse.

TESTPRINCIP

Clearview Simplify D-dimer testen benytter det D-dimer specifikke muse-monoklonale antistof DD3B6/22³ konjugeret til kolloide guldpartikler til detektion af D-dimerholdige molekyler. Antistof-guld konjugat bindes specifikt til D-dimerholdige molekyler i patientprøven og danner et kompleks. Antistof-guld-D-dimerkompleks migrerer gennem en membran i den vandige fase, indtil det opfanges og koncentrerer på en zone, hvortil et andet

D-dimerspecifikt muse-monoklonalt antistof er bundet.

Opfangningen af kompleksene ved denne zone (test zone [T]) forårsager, at der fremkommer en lyserød/purpurfarvet streg på membranen. Hvis D-dimerkoncentrationer er under den klinisk bestemte afskæring, skal der ikke dannes nogen synlig streg. Ikke-opfanget guldkonjugat strømmer fortsat mod den ende af strip'en hvor den er bundet på procedurekontrol (PC) zonen af anti-muse antistof. Dannelse af en lyserød/purpurfarvet PC-streg er tegn på, at enheden fungerer som beregnet.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Buffer indeholdende natriumazid (0,05%). Natriumazid kan reagere med bly eller kobberør og danne højeksplosive metalazider. Hvis produktet bortkastes i en vask, skal der skylles med en stor mængde vand for at forebygge aflejring af azid.
- Alle reagenser i dette sæt er udelukkende beregnet til in vitro-diagnostisk anvendelse.
- Alle humane blodprodukter skal håndteres som potentielt smittefarligt materiale. Bær engangshandsker ved håndtering af prøver.
- Testmaterialer (prøver, testanordninger og pipetter) bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale, statslige og/eller føderale bestemmelser.

SÆTTETS INDHOLD

Opbevaring: Opbevares ved 2°C til 25°C. Må ikke nedfryses.

Udløbsdato: Se etiketten for udløbsdato.

Testenhed x 10 : Hver enkelt enhed er pakket i en foliepose med tørremiddel.

Aktive indholdsstoffer i enheden er muse-monoklonalt antistof, som er specifikt for D-dimer konjugeret til kolloide guldpartikler, et andet D-dimerspecifikt muse-monoklonalt antistof og et fåre- anti-mus IgG antistof.

Buffer - 1 x 2.6ml. Isotonisk saltopløsning (0,9% natriumklorid) indeholdende 0,05% natriumazid som konserveringsmiddel.

Kapillarpipette x 10


Engangs-kapillarpipetter til brug med **fingerprik-blod**.



Venepipette x 10

Engangs-venepipetter til brug med **venøst fuldblod**.

Kit-komponenter fra forskellige lot-numre må ikke blandes.



NØDVENDIGE MEN IKKE MEDFØLGENDE MATERIALER

- Prøverør:
Natriumcitrat, EDTA eller heparin (venøst helblods- eller plasma-procedure).
- Steril sikkerhedslancet til engangsbrug (minimumdybde 1,8 mm), for eksempel af mærket VITREX SAFE® (fingerprik-procedure).
- Pipette og spidser, som kan levere 20µl (kun til plasma).
- Ur eller stopur til måling af 10 minutters reaktionstid.
- Engangshandsker.

PRØVETAGNING OG PRÆPARERING

enten helblod (venepunktur eller fingerprik) eller plasma er egnet til brug ved denne test.

Fingerprikning

1. Følg anbefalet fingerprik-procedure.
2. Stik hul på patientens finger med en steril sikkerhedslancet til engangsbrug (minimumdybde 1,8 mm).
3. **Opsaml fingerprik-blodet med kapillarpipetterne. Venepipetterne må ikke benyttes.**
4. Hold en kapillarpipette vandret, og lad spidsen berøre blodråben på patientens finger.
5. Pipettebolden må ikke trykkes sammen under prøvetagningen, og ventilen ikke blokeres. Hærrørsvirksomheden vil automatisk

trække blodet ind i pipetten.

- Lad pipetten fyldes til den sorte linje.
- Overfør blodprøven med det samme til den runde prøvefordybning i testapparatet.
- Prøver, der udviser tegn på koagulation, er uegnede til testning. Hvis dette er tilfældet, skal der tages endnu en kapillærprøve fra en anden finger. Benyt en ny lancet og en ny kapillarpipette.
- Prøver med en hæmatokrit, der ligger uden for normalområdet, kan ændre **Clearview Simplify D-dimer** sensitivitet på grund af forskelle i plasmafraktionen.

Venøst fuldblod

- Ved venepunktur opsamles fuldblod i natriumcitrat (ni dele venøst blod til en del 3,2 % trinitriumcitrat), heparin eller EDTA.
- Blodprøverne opbevares i køleskab og testes senest 24 timer efter prøvetagningen.
- Prøver med koagler er uegnet til at blive testet.
- Prøver med en hæmatokrit, der ligger uden for normalområdet, kan ændre **Clearview Simplify D-dimer** sensitivitet på grund af forskelle i plasmafraktionen.

Plasma

- Ved venepunktur opsamles fuldblod i natriumcitrat (ni dele venøst blod til en del 3,2 % trinitriumcitrat), heparin eller EDTA.
- Prøven centrifugeres (1500g i 15 minutter ved 4°C –10°C). Fjern plasmaet fra blodcellegrænsefladen med det samme.

Plasmaopbevaring/stabilitet:

+20°C til +25°C	: 8 timer ⁴
+2°C til +8°C	: 4 dage
-20°C	: 2 måneder.

Frosne plasmaer skal optøs ved 37°C eller stuetemperatur og blandes omhyggeligt før testning.

PROCEDURE

Vigtigt!

- Når posen er åbnet, skal man begynde at anvende enheden inden for 10 minutter.
- Test- og PC-zoner gulfarves af hensyn til kvalitetskontrol ved fremstillingen. Farven påvirker ikke testresultaterne og vil blive vasket væk, mens testen udvikler sig.
- Membranen i testenheden må ikke berøres eller beskadiges.
- Anvend en separat pipette eller pipettespids for hver prøve.
- Lad dråber af prøve og buffer falde ned på membranen i prøvebrønden.

Fingerprikning

Riv en foliepose op og anbring testenheden på en plan, vandret overflade.

OBS: Brug kapillarpipetterne i sættet til dispensering af fingerprikblodprøverne.

- Hold kapillarpipetten indeholdende fingerprik-blodprøven i lodret stilling over den runde prøvebrønd i testenheden. Klem på bolden og fordel **alt blodet** (35 µl) i kapillarpipetten i den runde prøvebrønd.
Obs: Hvis blodet ikke vil ud af kapillarpipetten, placerer man en finger over ventilhullet og trykker bolden sammen igen. Brugte kapillarpipetter lægges i affaldsbeholder mærket "biohazard".
- Lad prøven suges helt ind i opsugningsfladen, før der tilsættes buffer.
- Hold flasken lodret og overfør **2 dråber** buffer til prøvebrønden.
- Lad testenheden ligge fladt i reaktionstiden og aflæs resultatet efter **10 minutter**.

eller

Venøst helblod

Riv en foliepose op og anbring testenheden på en plan, vandret overflade.

OBS: Brug venepipetterne til dispensering af de venøse fuldblodsprøver.

- Tryk venepipetten sammen nær ved den forseglede ende. Før den åbne ende af pipetten ind i prøven. Ophæv trykket, så prøven trækkes ind i pipetten. Hold pipetten lodret og overfør **1 dråbe** (35 µL) fuldblod til den runde prøvefordybning. Brugte pipetter lægges i affaldsbeholder mærket "biohazard".
- Lad prøven suges helt ind i opsugningsfladen, før der tilsættes buffer.
- Hold flasken lodret og overfør **2 dråber** buffer til prøvebrønden.
- Lad testenheden ligge fladt i reaktionstiden og aflæs resultatet efter **10 minutter**.

eller

Plasma

Riv en foliepose op og anbring testenheden på en plan, vandret overflade.

Brug en laboratoriepipette (indgår ikke i sættet) ved dispensering af plasmaer. BRUG ALDRIG kapillarpipetterne eller venepipetterne i sættet.

- Dispenser 20 µL plasma i den runde prøvefordybning.
- Lad prøven suges helt ind i opsugningsfladen, før der tilsættes buffer.
- Hold flasken lodret og overfør **2 dråber** buffer til prøvebrønden.
- Lad testenheden ligge fladt i reaktionstiden og aflæs resultatet efter **10 minutter**.

Kvalitetskontrol

For at kontrollere, at **Clearview Simplify D-dimer** testsystemet fungerer korrekt, anbefales det at teste både positive og


negative kontroller med jævne mellemrum. Kontrolprøver bør også køres ved modtagelse af hvert nyt lot med **Clearview Simplify D-dimer**, og når som helst, der kan herske tvivl om resultaternes validitet. De prøver, der udvælges som en positiv kontrol, bør give et svagt til moderat positivt resultat på testlinjen (T) kombineret med et helt tydelig PC-streg. Den negative kontrol skal give et negativt resultat. Kontrolprøver bør testes efter samme procedure som patientprøverne. **Clearview Simplify D-dimer kontroller**, produktnummer 6101KCV, fås hos Inverness Medical eller din lokale leverandør.

RESULTATER

Testvaliditet

- Gyldigt resultat: Der skal forekomme en lyserød/purpurfarvet streg i PC zonen.
- Ugyldigt resultat: Ingen streg i PC zonen. Enheden har ikke udført testen korrekt, og testen skal gentages:

Positivt resultat: En lyserød/purpurfarvet streg i testzone (T).



Negativt resultat: Komplet manglende linje i testzone (T).



Bemærkninger

1. PC linjen vil fremkomme, inden den 10 minutters aflæsningstid er udløbet. Dette betyder ikke, at et negativt resultat også kan aflæses på dette tidspunkt.
2. Et negativt resultat kan kun aflæses efter 10 minutter – ikke tidligere eller senere.
3. Der kan udvikle sig et positivt testbånd, før de 10 minutters aflæsningstid er forløbet, og et resultat kan aflæses som positivt, forudsat at PC-stregen også har udviklet sig.
4. PC-stregen er kun beregnet som en indikator for testes validitet. Det er ikke en intern reference for testlinjens intensitet og kan ikke anvendes til sammenligning med patientresultater.

PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER

Den kliniske diagnose må ikke baseres alene på resultatet af **Clearview Simplify D-dimer**. Den komplette kliniske sammenhæng for patienten skal medtages, når der træffes en diagnostisk beslutning, hvor der tages hensyn til de kliniske tegn og andre relevante informationer, så som Wells præ-test sandsynligheds-score⁵ eller tilsvarende.

Negative D-dimer resultater kan forekomme i yderst sjældne tilfælde, selv ved en DVT, som skyldes andre faktorer, herunder alder eller placering af et koagel, heparinbehandling og hvis D-dimer-koncentrationen er under testens følsomhedsværdi.⁶

FORVENTEDE VÆRDIER

Forhøjede D-dimerværdier er tegn på aktiv fibrinolyse og er blevet påvist hos patienter med dissemineret intravaskulær koagulation (DIC)^{7,8}, dyb venøs trombose (DVT)^{9,10} og lungeemboli (PE)^{11,12}.

Forhøjede niveauer af D-dimer er også indberettet ved kirurgiske indgreb, traume, seglcellesygdom, leversygdom, alvorlig infektion, sepsis, inflammation, maligne lidelser samt hos ældre personer^{13,14}. D-dimer-niveauer stiger også ved normal graviditet, men meget høje niveauer er forbundet med komplikationer¹⁵.

Et positivt resultat, der angiver aktiv fibrinolyse, bør opnås med **Clearview Simplify D-dimer**, når D-dimer niveauerne er over eller lig med afskæringerne på cirka 80ng/ml målt med en ELISA metode (DIMERTEST® GOLD EIA).

PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA

Normale bloddonorprøver (n = 99)

Intern undersøgelse gennemført af AGEN Biomedical Ltd, Brisbane, QLD, Australien.

% Negativt iht. Clearview Simplify D-dimer	
Helblod	Plasma
86.8%	84.8%

DVT-Undersøgelse

Klinisk ydelse for **Clearview Simplify D-dimer** blev vurderet i et prospektivt præcisionsforsøg¹⁶.

n=120 konsekutive ambulante patienter henvist til undersøgelse for mistanke om DVT. **Clearview Simplify D-dimer** resultater blev sammenlignet med bioMérieux VIDAS® D-dimer New. DVT blev bekræftet ved kompressionsultralyd (CUS).

Analyse	Sensitivitet	Specificitet	NPV
Clearview Simplify D-dimer	100% (90.0-100%)*	52.9% (41.8-63.8%)*	100% (92.1-100%)*
Vidas® D-dimer New	100% (90.7-100%)*	48.8% (37.6-60.1%)*	100% (91.2-100%)*

* = 95% konfidensintervaller, NPV = Negativ Prædikativ Værdi

PE-Undersøgelse

Klinisk ydelse for **Clearview Simplify D-dimer** blev vurderet i et retrospektivt præcisionsforsøg¹⁷.

n=527 konsekutive patienter henvist til undersøgelse for mistanke om PE og brystmerter. **Clearview Simplify D-dimer** resultater blev sammenlignet med bioMérieux VIDAS® D-dimer New og Diagnostica Stago STA® Liatest D-DI (n=479). PE blev bekræftet af V/Q lungescanning, CT-scanning eller lungeangiografi.

Analyse	Sensitivitet	Specificitet	NPV
Clearview Simplify D-dimer	100% (92.5-100%)*	47.9% (43.3-52.6%)*	100% (98.4-100%)*
Vidas® D-dimer New	100% (92.5-100%)*	48.8% (44.1-53.4%)*	100% (98.4-100%)*
STA® Liatest D-DI	100% (92.5-100%)*	47.5% (42.7-52.3%)*	100% (98.2-100%)*

* = 95% konfidensintervaller, NPV = Negativ Prædikativ Værdi

Nøjagtighed

Analysepræcisionen (inden for kørslen) blev bestemt for 10 kopier af 3 plasmaprøver indeholdende D-dimer-koncentrationer på 0ng/ml, 150ng/ml and 650ng/ml. Resultaterne var ækvivalente for alle kopier af hver prøve.

5 plasmaprøver med D-dimerniveauer mellem 0ng/ml og cirka 2000ng/ml blev testet efter hinanden over et forløb på 10 dage med samme lot **Clearview Simplify D-dimer** for at vurdere præcisionen inden mellem analyserne. Over den 10-dages periode blev der fundet identiske resultater for de 5 analyserede prøver.

Forstyrrende substanser

Ved undersøgelse af prøver med tilføjede potentielle forstyrrende substanser på eller under nedenstående koncentrationer blev der ikke påvist nogen analysedifference: bilirubin (0.2g/l), lipid (30g/l), protein (60g/l, gammaglobulin) og hæmoglobin (10g/l).

Rheumatoid faktor

I et forsøg med 29 prøver fra patienter med rheumatoid arthritis gav 13 prøver et positivt resultat med **Clearview Simplify D-dimer**. Ved alle 13 prøver kunne den positive reaktion blokeres ved tilsætning af et D-dimer-specifikt monoklonalt antistof. Til sammenligning havde tilsætning af et ikke-specifikt antistof fra samme undergruppe IgG ingen effekt på resultaterne, der alle forblev positive. Dette tyder på, at **Clearview Simplify D-dimer** ikke er følsomt over for interferens fra Rheumatoid Faktor.

PRODUKTSTØTTE/INFORMATION

For yderligere oplysninger henvend Dem til Deres lokale forhandler eller ring til Inverness Medicals kundeservice, tlf.:

+44 (0) 1234 835959

www.clearview.com

product.support@invmed.com

© 2009 Inverness Medical. All rights reserved. Clearview is a trademark of Inverness Medical group of companies.



British Biocell International Limited, Dundee, DD2 1NH, UK

Bibliografia/Referenties/Referencias/References/Henvisninger/Referenser/Literatur/Références/Referanser/Referências/Παρατιμπές

1. Gaffney, P.J. D-dimer History of Discovery, Characterisation and Utility of this and other Fibrin Fragments. *Fibrinolysis* 7 Suppl 2:2-8; 1993.
2. Lane, D.A. et al. Characterisation of Serum Fibrinogen and Fibrin Fragments Produced During Disseminated Intravascular Coagulation. *Haematology*. 40: 609-615; 1978.
3. Rylatt, D.B. et al. An Immunoassay for Human D-dimer using Monoclonal Antibodies. *Thromb. Res.* 31: 767-778; 1983.
4. CLSI Publication H18-A3 - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens; Approved Guideline – Third Edition; 2004.
5. Wells, P.S. Evaluation of D-dimer in the Diagnosis of Suspected Deep-Vein Thrombosis. *N. Engl. J. Med.* 349 (13): 1227-1235; 2003.
6. Keeling, D.M. et al. The Haemostasis and Thrombosis Task Force of the British Committee for Standards in Haematology. The diagnosis of deep vein thrombosis in symptomatic outpatients and the potential for clinical assessment and D-dimer assays to reduce the need for diagnostic imaging. *Br. J. Haematol.* 124(1): 15-25; 2004.
7. Bick, R.L. et al. Diagnostic Efficacy of the D-dimer assay in Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) *Thromb. Res.* 65:785-790; 1992.
8. Bick, R.L. et al. Disseminated Intravascular Coagulation: Objective Clinical and Laboratory Diagnosis, Treatment, and Assessment of Therapeutic Response. *Semin. Thromb. Hemost.* 22(1): 69-88; 1996.
9. Scarvelis, D and Wells, P.S. Diagnosis and Treatment of Deep Vein Thrombosis. *Can. Med. Assoc. J.* 175 (9):1087-92; 2006.
10. Subramanian, R.M. et. al. Does an Immunochromatographic D-dimer exclude acute lower limb deep venous thrombosis? *Emer. Med. Austral.* 18: 457-463; 2006.
11. Runyon, M.S. et. al. Comparison of the Simplify D-dimer assay performed at the bedside with a laboratory based quantitative D-dimer assay for the diagnosis of pulmonary embolism in a low prevalence emergency department population. *Emerg. Med. J.* 25:70-75; 2008.
12. Ginsburg, J.S. et. al. Sensitivity and specificity of a rapid whole-blood assay for D-dimer in the diagnosis of pulmonary embolism. *Ann. Intern. Med.* 129(12), 1006-11; 1998.
13. Hunt, F.A. et al. Serum Cross-Linked Fibrin (XDP) and Fibrinogen/Fibrin Degradation Products (FDP) in Disorders Associated with Activation of the Coagulation or Fibrinolytic Systems. *Br. J. Haematol.* 60: 715-722; 1985.
14. Smith, R.T. et al. Fibrin Degradation Products in the Post-Operative Period- Evaluation of a New Latex Agglutination Method. *AJCP.* 60: 644-647; 1973.
15. Nolan, T.E. et al. Maternal Plasma D-dimer Levels in Normal and Complicated Pregnancies. *Obstetrics & Gynecology.* 81(2): 235-238, 1993.
16. Cini M, Legnani C, et al. A New Rapid Beside Assay for D-dimer Measurement (Simplify D-dimer) in the Diagnostic Work-up for Deep Vein Thrombosis. *JTH Vol 1* (12): p 2681; 2003.
17. Toulon P, Meyniard O. D-dimer testing in patients with suspected pulmonary embolism. Performance of a new rapid qualitative solid-phase immuno-chromatography assay (Simplify D-dimer) and comparison with two automated quantitative assays. *Blood.* Vol 102, 11 (1b-514b) Abstract #4149; 2003.



Solo per uso diagnostico in vitro/Uitsluitend voor In Vitro Diagnostiek/Exclusivamente para diagnóstico in vitro/For In Vitro Diagnostic Use/Til in vitro-diagnose brug/För diagnostisk användning in vitro/Für die In-Vitro-Diagnostik/Destiné à un usage diagnostique in vitro/Til bruk ved in vitro diagnostikk/Para uso em Diagnóstico In Vitro/**Μόνο για διαγνωστική χρήση in vitro**



Numero di partita/Lotnummer/Número de Lote/Lot Number/Lot nummer/Satsnummer/Chargennummer/Numéro de lot/Batch nummer/Número de lote/**Αριθμός παρτίδας**



Tampone/Buffer/Tampón/Buffer/Buffer/Buffer/Puffer/Tampon/Buffer/Soluto-tampão/**Ρυθμιστικό διάλυμα**



Consultare le istruzioni per l'uso/De gebruiksaanwijzing raadplegen/Consulte las instrucciones para el Uso/Consult Instructions for Use/Se brugsanvisning/Se bruksanvisningen/Gebrauchsanleitung konsultieren/Lire le mode d'emploi/Les bruksanvisningen/Consultar as Instruções para utilização/**Βλέπε τις Οδηγίες χρήσης**



Data di scadenza/Te gebruiken voor/Utilizar Antes de/Fecha de Caducidad/Use By/Expiry Date/Udløbsdato/Usar até/Använd före/Utgångsdatum/Verwendbar bis/A utiliser avant/Date de péremption/Anv. inden/Brukes ved/Prazo de Validade/**Χρήση ως/ Ημερομηνία λήξης**



Conservare a temperature comprese tra 2°C e 25°C/Opstaan bij 2-25°C/Almacenar a 2-25°C/Store at 2-25°C/Opbevares ved 2-25°C/Förvaras vid 2-25°C/Bei 2-25°C lagern/A conserver à une température comprise entre 2 et 25°C/Lagres ved 2-25°C/Conservar a 2°C-25°C/**Φυλάξτε στους 2-25°C**



Dispositivo per test/Testtoestel/Dispositivo para Prueba/Test Device/Testenhet/Analyseenhet/Testvorrichtung/Dispositif d'examen/Testapparat/Dispositivo para testes/**Δοκιμαστική συσκευή**



Produttore/Fabrikant/Fabricante/Manufacturer/Producent/Tillverkare/Hersteller/Fabricant/Produsent/Fabricante/**Παρασκευαστής**



Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso/Voorzichtig, raadpleeg bijgevoegde documenten/Atención, ver instrucciones de uso/Caution, consult accompanying documents/Forsigtig se brugsanvisning/Försiktighet, se handhavandebeskrivningen/Achtung, Begleitdokumente beachten/Attention voir notice d'instructions/Advarsel: Les de vedlagte dokumentene/Atenção, consulte a documentação incluída/**Προειδοποίηση, συμβουλευτείτε τα συνοδά έντυπα /**



Numero di catalogo / Catalogus nummer / Número de Catálogo / Catalogue Number / Katalognummer / Katalognummer / Katalognummer / Numéro de référence dans le catalogue / Katalognummer / Número de Catálogo / **Αριθμός καταλόγου**

