




Clearview **Simplify D-dimer**



Fingerprick blood

Kapillarblut aus der Fingerbeere

Fingerprikning

Colecta de Sangre por Punción Digital

Sang du bout du doigt

Fingerstick Blood


Sangue dal polpastrello

Vingerprikbloed

Blod fra fingertupp

Sangue por picada do dedo

Kapillärblod med fingerstick



Venous whole blood

Venöses Vollblut

Venøst helblod

Sangre Venosa Total

Sang veineux total

Φλεβικό ολόκληρο αίμα


Sangue intero venoso

Veneus vol bloed

Venøst fullblod


Sangue Venoso Total

Venøst helblod




Plasma





Πλάσμα



buffer
puffer
Sustancia « tampón »
Solution tampon
Ρυθμιστικό διάλυμα
Soluto-tampão
buffert



10m/10'





Clearview Simplify D-dimer

BRUKSFØRMÅL

Hurtig immunokromatografitest for kvalitativ deteksjon av D-dimer i human fullblod og plasma; for bruk som hjelpemiddel i evaluering og vurdering av pasienter der det foreligger mistanke om disseminert intravaskulær koagulering (DIC), dyp venetrombose (DVT) og lunge-emboli (PE).

OPPSUMMERING

Ved blodkoagulering konverteres fibrinogen til fibrin ved aktivering av trombin. De resulterende fibrin-monomere polymeriseres og danner en løselig gel med ikke-tverrbundet fibrin. Denne fibrin-gelen blir deretter konvertert til tverrbundet fibrin med trombinaktivert Faktor XIII og danner et uøselig fibrinkoagulat. Produksjon av plasmin, hovedenzymet som lyserer koagulatet, utløses når det dannes et fibrinkoagulat.

Selv om fibrinogen og fibrin begge spaltes av det fibrinolytiske enzymplasmin og gir nedbrytingsprodukter, vil bare nedbrytingsprodukter fra tverrbundet fibrin inneholde D-dimer og kalles tverrbundne fibrin nedbrytingsprodukter^{1,2}. Derfor er fibrin-derivativer i humant blod eller plasma som inneholder D-dimer en spesifikk markør på fibrinolyse.

TESTPRINSIPP

Clearview Simplify D-dimer-testen bruker det D-dimer-spesifikke murin-monoklonale antistoffet DD3B6/22³ konjugert med kolloidale gullpartikler for å detektere molekyler som inneholder D-dimer. Antistoff-gullkonjugat bindes spesifikt til molekyler som inneholder D-dimer i pasientprøven og danner et kompleks. Antistoff-gull-D-dimerkomplekset migrerer gjennom en membran i vannfasen til det fanges og konsentreres på en sone der et annet, D-dimer-spesifikt murin-monoklonalt antistoff er bundet.

Når kompleksene fanges i denne sonen (testsonen [T]), vises en rosa/lilla strek på membranen. Hvis D-dimer-konsentrasjonene er under det klinisk fastsatte cut-off, vil det ikke vises noen strek. Gullkonjugat som ikke er fanget fortsetter å strømme mot enden av strimmelen der det bindes til prosedyrekontrollsonen (PC) ved antimurin antistoff. En rosa/lilla PC-strek indikerer at enheten fungerer som den skal.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Buffer inneholder natriumazid (0,05 %).
Natriumazid kan reagere med bly- og kobberer og utvikle høyeksplosive metallazider. Hvis det kastes i en utslagsvask, skyl med rikelig med vann for å forhindre ansamling av azid.
- Alle reagenser i denne pakken er strengt tatt beregnet kun for in vitro-diagnostikk.
- Alle produkter av humant blod skal håndteres som potensielt infeksjøs materiale. Bruk éngangshansker ved håndtering av prøver.
- Testmaterialer (prøver, testapparater og pipetter) skal avhendes i samsvar med gjeldende lokale, statlige og/eller nasjonale forskrifter.

PAKNINGENS INNHOLD

Oppbevaring: Oppbevares ved 2 °C til 25 °C. Må ikke fryses.

Utløpsdato: Se etiketten for utløpsdato.

Testenhet x 10

Hver enhet er individuelt pakket i en foliepose med tørkemiddel. Aktive ingredienser i enheten er murin-monoklonalt antistoff spesifikt for D-dimer konjugert til kolloidale gullpartikler, et annet D-dimer-spesifikt murin-monoklonalt antistoff og et anti-murin IgG-antistoff fra får.

Buffer - 1 x 2,6 ml

Isotonisk saltoppløsning (0,9 % natriumklorid) som inneholder 0,05 % natriumazid som konserveringsmiddel.


Kapillærpipett x 10

Éngangs kapillærpipetter til bruk ved **blodprøve tatt fra fingertupp.**



Venepipett x 10

Éngangs pipetter til bruk med **venøst fullblod.**



Bland ikke utstyrskomponenter fra forskjellige utstyrsett.

MATERIALER SOM ER NØDVENDIGE MEN SOM IKKE MEDFØLGER

- Prøvesamlingsrør:
Natriumcitrat, EDTA eller heparin (venøst fullblod eller plasmaprosedyre)
- Steril sikkerhetslansett til éngangsbruk (minimumsdybde 1,8 mm), for eksempel merket VITREX SAFE® (blodprøve fra stikk i fingertupp)
- Pipett og spisser kan gi 20 µl (kun for plasma)
- Klokke eller stoppeklokke for å ta tiden på reaksjonen i 10 minutter
- Éngangshansker

PRØVESAMLING OG KLARGJØRING

Både fullblod (venøst eller fingerstikk) og plasma er egnet for bruk med denne testen.

Blod fra fingertupp

1. Følg anbefalt prosedyre for fingerstikk.
2. Stikk pasientens finger med en steril sikkerhetslansett til éngangsbruk (minimumsdybde 1,8 mm).
3. **Samle fingerstikkblod med kapillærpipettene som følger med pakken. Ikke bruk venøse pipetter.**
4. Hold en kapillærpipett horisontalt og sett spissen inntil blodråpen på pasientens finger.
5. Ikke klem pipettbulben ved prøvetaking eller steng for åpningen. Kapillærhandlingen vil automatisk trekke blod inn i pipetten.

- Fyll pipetten til den svarte streken.
- Overfør straks blodprøven til den runde prøvebrønnen på testapparatet.
- Prøver som viser tegn til koagulering er ikke egnet for testing. I så fall må det tas en kapillær prøve til fra en annen finger. Bruk ny lansett og ny kapillærpipett.
- Prøver med hematokritt utenfor det normale området kan endre **Clearview Simplify D-dimer**-sensitiviteten på grunn av forskjellene i plasmafaksjonen.

Venøst fullblod

- Samle fullblod ved venepunktur i natriumcitrat (ni deler venøst blod trukket inn i én del 3,2 % trinnatriumcitrat), heparin eller EDTA antikoagulant.
- Oppbevar blodprøvene kjølig og test innen 24 timer etter at de er tatt.
- Prøver som viser tegn til koagulering er ikke egnet for testing.
- Prøver med hematokritt utover normalnivå kan endre **Clearview Simplify D-dimer**-sensitiviteten på grunn av forskjeller i plasmafaksjonen.

Plasma

- Samle fullblod ved venepunktur i natriumcitrat (ni deler venøst blod trukket inn i én del 3,2 % trinnatriumcitrat), heparin eller EDTA antikoagulant.
- Sentrifuger prøven (1500 g i 15 minutter ved 4 °C –10 °C) og fjern plasmaen straks fra blodcellen.

Plasmaoppbevaring/stabilitet:

+20 °C til +25 °C : 8 timer⁴

+2 °C til +8 °C : 4 dager

-20 °C : 2 måneder

Frosne plasmaprøver skal tines ved 37 °C eller romtemperatur og blandes godt før testing.

PROSEDYRE

Viktig!

- Når posen er åpnet, ta enheten i bruk innen 10 minutter.
- Test- og PC-soner farges gule med henblikk på produksjonskvalitetskontroll. Fargestoffet interfererer ikke med testresultatene og vaskes bort når testen står til fremkalling.
- Ikke rør eller skad membranen i testenheten.
- Bruk en ny pipett eller pipettspiss for hver ny prøve.
- La prøve- og bufferdråper falle på membranen i prøvebrønnen.

Blod fra fingertupp

Riv av hjørnet av en pose og legg testenheten på en flat horisontal overflate.

MERK: bruk kapillærpipetter som følger med i pakken til å utlevere blodprøver fra fingerstikk.

- Hold kapillærpipetten som inneholder blodprøven fra stikk i fingeren vertikalt over den runde prøvebrønnen på testapparatet. Klem kolben og ha **alt blodet** (35 µl) i kapillærpipetten i den runde prøvebrønnen.
- Merk: Hvis blodet ikke kommer ut av kapillærpipetten, legg en finger over luftehullet og klem bulben på nytt. Kast den brukte kapillærpipetten i en beholder for biologisk farlig avfall.
- La prøven trenge helt inn i prøveputen før buffer tilsettes.
- Hold flasken vertikalt og tilsett **2 dråper** buffer til prøvebrønnen.
- La testenheten ligge flatt så lenge prøven skal stå og les av resultatet etter **10 minutter**.

ELLER

Venøst fullblod

Riv av hjørnet av en pose og legg testenheten på en flat horisontal overflate.

MERK: Bruk de venøse pipettene som følger med i pakken for å levere venøse fullblodprøver.

- Klem den venøse pipetten i den forseglede enden. Sett den åpne enden av pipetten inn i prøven. Slipp opp trykket for å trekke prøven opp i pipetten. Hold pipetten vertikalt, overfør **1 dråpe** (35 µl) fullblod til den runde prøvebrønnen. Kast brukt pipett i beholder for biofarlig avfall.
- La prøven trenge helt inn i prøveputen før buffer tilsettes.
- Hold flasken vertikalt og tilsett **2 dråper** buffer til prøvebrønnen.
- La testenheten ligge flatt så lenge prøven skal stå og les av resultatet etter **10 minutter**.

ELLER

plasma

Riv av hjørnet av en pose og legg testenheten på en flat horisontal overflate.

Bruk en laboratoriepipett (følger ikke med) for utlevering av plasmaprøver. IKKE bruk kapillære pipetter eller venøse pipetter som følger med i pakken.

- Utlever 20 µl plasma i den runde prøvebrønnen.
- La prøven trenge helt inn i prøveputen før buffer tilsettes.
- Hold flasken vertikalt og tilsett **2 dråper** buffer til prøvebrønnen.
- La testenheten ligge flatt så lenge prøven skal stå og les av resultatet etter **10 minutter**.

Kvalitetskontroll

For å bekrefte at **Clearview Simplify D-dimer** testsystem fungerer som det skal, anbefaler vi at både positive og negative kontroller testes regelmessig. Kontrollprøver skal også analyseres når de mottas ved hver nye forsendelse av **Clearview Simplify D-dimer**, og når som helst når det er tvil om resultatenes gyldighet. Prøvene som er valgt som positiv kontroll skal gi et svakt til moderat positivt resultat på teststrek (T) kombinert med en klart synlig PC-strek. Den negative kontrollen skal gi negativt resultat. Kontrollprøver skal testes ved samme prosedyre

som pasientprøver. **Clearview Simplify D-dimer-kontroller**, produktnummer 6101KCV, kan fås fra Inverness Medical eller den lokale forhandler.

RESULTATER

Testens gyldighet

- Gyldig resultat: En rosa/lilla strek må vises i PC-sonen.
- Ugyldig resultat: Ingen strek vises i PC-sonen. Enheten har ikke fungert som den skal og testen må utføres på nytt.

Positivt resultat: Det vises en rosa/lilla strek i testsonen (I).



Negativt resultat: Det er ingen tegn til strek i testsonen (I).



Merknader

1. PC-streken vises før avlesningstiden på 10 minutter er utløpt. Dette betyr ikke at et negativt resultat kan leses på dette tidspunktet.
2. Et negativt resultat må leses bare når det er gått 10 minutter, ikke før eller etter.
3. Et positivt testbånd kan vises før det er gått 10 minutter, og et resultat kan derfor leses som positivt forutsatt at PC-streken også er synlig.
4. PC-streken er beregnet kun som testgyldighetsindikator. Den er ingen intern referanse for teststrekintensitet og kan ikke brukes til å sammenligne pasientresultater.

PROSEDYREBEGRENSNINGER

Klinisk diagnose skal ikke baseres på resultatet fra **Clearview Simplify D-dimer** alene. Pasientens fulle kliniske kontekst skal inkluderes når det vurderes en diagnose. Man skal ta med i vurdering de kliniske tegnene og annen relevant informasjon som f.eks. Wells forprøve-sannsynlighetsskår⁵ eller tilsvarende.

Negative D-dimer-resultater kan forekomme svært sjeldent selv

om det foreligger en DVT som skyldes andre faktorer, inkludert et koagulats alder eller posisjon, heparinbehandling og når D-dimerkonsentrasjonen er lavere enn testens sensitivitet⁶.

FORVENTEDE VERDIER

Økning i verdier på D-dimer er en indikasjon på aktiv fibrinolyse og har forekommet hos pasienter med disseminert intravaskulær koagulering (DIC)^{7,8}, dyp venetrombose (DVT)^{9,10} og lungeemboli (PE)^{11,12}.

Økning i nivåer av D-dimer er også rapportert i kirurgi, trauma, sikkercelle-sykdom, leversykdom, alvorlig infeksjon, sepsis, betennelse, ondartede svulster og hos eldre^{13,14}. D-dimer-nivåer stiger også under normal graviditet, men svært høye nivåer er også forbundet med komplikasjoner¹⁵.

Det bør oppnås et positivt resultat som viser aktiv fibrinolyse med **Clearview Simplify D-dimer** når det er høyere D-dimer-nivåer eller tilsvarende med cut-off på ca. 80 ng/ml som målt med en ELISA-metode (DIMERTEST[®] GOLD EIA).

METODEEGENSKAPER

Normale blodgiverprøver (n = 99)

Intern studie gjennomført ved AGEN Biomedical Ltd, Brisbane, QLD, Australia.

% negative med Clearview Simplify D-dimer	
Fullblod	Plasma
86,8 %	84,8 %

DVT-studie

Klinisk utførelse av **Clearview Simplify D-dimer** ble evaluert i en prospektiv nøyaktighetsstudie.¹⁶

n=120 etterfølgende polikliniske pasienter henvist til undersøkelse i forbindelse med mistanke om DVT.

Clearview Simplify D-dimer-resultater ble sammenlignet med bioMérieux VIDAS[®] D-dimer New. DVT ble bekreftet ved

komprimerende ultralyd (CUS).

Analyse	Sensitivitet	Spesifisitet	NPV
Clearview Simplify D-dimer	100 % (90,0-100 %)*	52,9 % (41,8-63,8 %)*	100 % (92,1-100 %)*
Vidas[®] D-dimer New	100 % (90,7-100 %)*	48,8 % (37,6-60,1 %)*	100 % (91,2-100 %)*

* = 95 % konfidensintervaller, NPV = Negativ prediktiv verdi

PE-studie

Klinisk utførelse av **Clearview Simplify D-dimer** ble evaluert i en retrospektiv nøyaktighetsstudie.¹⁷

n=527 etterfølgende pasienter henvist for undersøkelse i forbindelse med mistanke om PE og brystsmerte. **Clearview Simplify D-dimer**-resultater ble sammenlignet med bioMérieux VIDAS[®] D-dimer New og Diagnostica Stago STA[®] Liatest D-DI (n=479). PE ble bekreftet med V/Q lungeskan, CT-skan eller lungeangiograf.

Analyse	Sensitivitet	Spesifisitet	NPV
Clearview Simplify D-dimer	100% (92,5-100%)*	47,9% (43,3-52,6%)*	100% (98,4-100%)*
Vidas[®] D-dimer New	100% (92,5-100%)*	48,8% (44,1-53,4%)*	100% (98,4-100%)*
STA[®] Liatest D-DI	100% (92,5-100%)*	47,5% (42,7-52,3%)*	100% (98,2-100%)*

* = 95 % konfidensintervaller, NPV = Negativ prediktiv verdi

Presisjon

Intra-analysepresisjon (innen-serie) ble fastslått for 10 replikater av 3 plasmaprøver som inneholdt D-dimer-konsentrasjoner på 0 ng/ml, 150 ng/ml og 650 ng/ml. Resultatene tilsvarte alle replikaterne for hver prøve.

5 plasmaprøver med D-dimer-nivåer fra 0 ng/ml til omtrent 2000 ng/ml ble testet i 10 etterfølgende dager med samme lot av

Clearview Simplify D-dimer for å evaluere inter-analysepresisjon. I løpet av 10-dagers perioden ble det funnet identiske resultater for de 5 prøvene som var analysert.

Interfererende stoffer

Ingen analyseinterferens fremgikk av tilsatte prøver som inneholdt potensielle interfererende stoffer ved eller under følgende konsentrasjoner: bilirubin (0,2g/l), lipid (30 g/l), protein (60 g/l, gamma globulin) og hemoglobin (10 g/l).

Rheumatoid-faktor

I en studie av 29 prøver fra pasienter med reumatoid artritt, testet 13 prøver positivt med **Clearview Simplify D-dimer**. Med alle 13 prøver kunne den positive reaksjonen bli sperret ved tilsetning av et D-dimer-spesifikt monoklonalt antistoff. Til sammenligning hadde tilsetning av et ikke-spesifikt antistoff i samme undergruppe, IgG1, ingen virkning på resultatene. Alle resultatene var positive. Dette kan tyde på at **Clearview Simplify D-dimer** er insensitiv for reumatoid faktorinterferens.

PRODUKTSTØTTE / TELEFONLINJE

For mer informasjon, ta kontakt med din forhandler eller ring til Inverness Medical, kundeservice:

+44 (0) 1234 835959

www.clearview.com

product.support@invmed.com

© 2009 Inverness Medical. All rights reserved. Clearview is a trademark of Inverness Medical group of companies.



British Biocell International Limited, Dundee, DD2 1NH, UK

Bibliografia/Referenties/Referencias/References/Henvisninger/Referenser/Literatur/Références/Referanser/Referências/Παρατιμπές

1. Gaffney, P.J. D-dimer History of Discovery, Characterisation and Utility of this and other Fibrin Fragments. *Fibrinolysis* 7 Suppl 2:2-8; 1993.
2. Lane, D.A. et al. Characterisation of Serum Fibrinogen and Fibrin Fragments Produced During Disseminated Intravascular Coagulation. *Haematology*. 40: 609-615; 1978.
3. Rylatt, D.B. et al. An Immunoassay for Human D-dimer using Monoclonal Antibodies. *Thromb. Res.* 31: 767-778; 1983.
4. CLSI Publication H18-A3 - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens; Approved Guideline – Third Edition; 2004.
5. Wells, P.S. Evaluation of D-dimer in the Diagnosis of Suspected Deep-Vein Thrombosis. *N. Engl. J. Med.* 349 (13): 1227-1235; 2003.
6. Keeling, D.M. et al. The Haemostasis and Thrombosis Task Force of the British Committee for Standards in Haematology. The diagnosis of deep vein thrombosis in symptomatic outpatients and the potential for clinical assessment and D-dimer assays to reduce the need for diagnostic imaging. *Br. J. Haematol.* 124(1): 15-25; 2004.
7. Bick, R.L. et al. Diagnostic Efficacy of the D-dimer assay in Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) *Thromb. Res.* 65:785-790; 1992.
8. Bick, R.L. et al. Disseminated Intravascular Coagulation: Objective Clinical and Laboratory Diagnosis, Treatment, and Assessment of Therapeutic Response. *Semin. Thromb. Hemost.* 22(1): 69-88; 1996.
9. Scarvelis, D and Wells, P.S. Diagnosis and Treatment of Deep Vein Thrombosis. *Can. Med. Assoc. J.* 175 (9):1087-92; 2006.
10. Subramanian, R.M. et. al. Does an Immunochromatographic D-dimer exclude acute lower limb deep venous thrombosis? *Emer. Med. Austral.* 18: 457-463; 2006.
11. Runyon, M.S. et. al. Comparison of the Simplify D-dimer assay performed at the bedside with a laboratory based quantitative D-dimer assay for the diagnosis of pulmonary embolism in a low prevalence emergency department population. *Emerg. Med. J.* 25:70-75; 2008.
12. Ginsburg, J.S. et. al. Sensitivity and specificity of a rapid whole-blood assay for D-dimer in the diagnosis of pulmonary embolism. *Ann. Intern. Med.* 129(12), 1006-11; 1998.
13. Hunt, F.A. et al. Serum Cross-Linked Fibrin (XDP) and Fibrinogen/Fibrin Degradation Products (FDP) in Disorders Associated with Activation of the Coagulation or Fibrinolytic Systems. *Br. J. Haematol.* 60: 715-722; 1985.
14. Smith, R.T. et al. Fibrin Degradation Products in the Post-Operative Period- Evaluation of a New Latex Agglutination Method. *AJCP.* 60: 644-647; 1973.
15. Nolan, T.E. et al. Maternal Plasma D-dimer Levels in Normal and Complicated Pregnancies. *Obstetrics & Gynecology.* 81(2): 235-238, 1993.
16. Cini M, Legnani C, et al. A New Rapid Beside Assay for D-dimer Measurement (Simplify D-dimer) in the Diagnostic Work-up for Deep Vein Thrombosis. *JTH Vol 1* (12): p 2681; 2003.
17. Toulon P, Meyniard O. D-dimer testing in patients with suspected pulmonary embolism. Performance of a new rapid qualitative solid-phase immuno-chromatography assay (Simplify D-dimer) and comparison with two automated quantitative assays. *Blood.* Vol 102, 11 (1b-514b) Abstract #4149; 2003.



Solo per uso diagnostico in vitro/Uitsluitend voor In Vitro Diagnostiek/Exclusivamente para diagnóstico in vitro/For In Vitro Diagnostic Use/Til in vitro-diagnose brug/För diagnostisk användning in vitro/Für die In-Vitro-Diagnostik/Destiné à un usage diagnostique in vitro/Til bruk ved in vitro diagnostikk/Para uso em Diagnóstico In Vitro/**Μόνο για διαγνωστική χρήση in vitro**



Numero di partita/Lotnummer/Número de Lote/Lot Number/Lot nummer/Satsnummer/Chargennummer/Numéro de lot/Batch nummer/Número de lote/**Αριθμός παρτίδας**



Tampone/Buffer/Tampón/Buffer/Buffer/Buffer/Puffer/Tampon/Buffer/Solutio-tampão/**Ρυθμιστικό διάλυμα**



Consultare le istruzioni per l'uso/De gebruiksaanwijzing raadplegen/Consulte las instrucciones para el Uso/Consult Instructions for Use/Se brugsanvisning/Se bruksanvisningen/Gebrauchsanleitung konsultieren/Lire le mode d'emploi/Les bruksanvisningen/Consultar as Instruções para utilização/**Βλέπε τις Οδηγίες χρήσης**



Data di scadenza/Te gebruiken voor/Utilizar Antes de/Fecha de Caducidad/Use By/Expiry Date/Udløbsdato/Usar até/Använd före/Utgångsdatum/Verwendbar bis/A utiliser avant/Date de péremption/Anv. inden/Brukes ved/Prazo de Validade/**Χρήση ως/ Ημερομηνία λήξης**



Conservare a temperature comprese tra 2°C e 25°C/Opstaan bij 2-25°C/Almacenar a 2-25°C/Store at 2-25°C/Opbevares ved 2-25°C/Förvaras vid 2-25°C/Bei 2-25°C lagern/A conserver à une température comprise entre 2 et 25°C/Lagres ved 2-25°C/Conservar a 2°C-25°C/**Φυλάξτε στους 2-25°C**



Dispositivo per test/Testtoestel/Dispositivo para Prueba/Test Device/Testenhed/Analyseenhet/Testvorrichtung/Dispositif d'examen/Testapparat/Dispositivo para testes/**Δοκιμαστική συσκευή**



Produttore/Fabrikant/Fabricante/Manufacturer/Producent/Tillverkare/Hersteller/Fabricant/Produsent/Fabricante/**Παρασκευαστής**



Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso/Voorzichtig, raadpleeg bijgevoegde documenten/Atención, ver instrucciones de uso/Caution, consult accompanying documents/Forsigtig se brugsanvisning/Försiktighet, se handhavandebeskrivningen/Achtung, Begleitdokumente beachten/Attention voir notice d'instructions/Advarsel: Les de vedlagte dokumentene/Atenção, consulte a documentação incluída/**Προειδοποίηση, συμβουλευτείτε τα συνοδά έντυπα /**



Numero di catalogo / Catalogus nummer / Número de Catálogo / Catalogue Number / Katalognummer / Katalognummer / Katalognummer / Numéro de référence dans le catalogue / Katalognummer / Número de Catálogo / **Αριθμός καταλόγου**

